


KARTA POMIAROWA na indywidualne zamówienie ortez dziecięcych

ID PACJENTA _____

KOD PRODUKTU _____

NOTATKI _____




! UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Jeżeli palec wsunięty pomiędzy ciało dziecka, a wyrób PCO napotyka na wyczuwalny opór, to znaczy że rozmiar wyrobu został dobrany poprawnie.

WAŻNE!

Tylko prawidłowo wypełniona karta pomiarowa jest gwarancją właściwej kompresji wyrobu. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne pomiary!

JAK MIERZYĆ?



- (I) Obwód ramion na wysokości głowy kości ramiennej
- (II) Obwód stawu barkowego mierzony przez pachę i wyrostek barkowy
- (III) Długość od pachy do nadgarstka
- (IV) Wysokość od pachy do krętarza większego kości udowej
- (V) Pomiar od rękojeści mostka mierzony przez krocze do kręgu szyjnego C7
- (VI) Wysokość od pasa do kostki
- (VII) Wysokość od krocza do kostki
- (VIII) Wzrost pacjenta

WYMAGANE POMIARY

NAZWA ORTEZY	POMIAR OBWODU I SZEROKOŚCI	POMIAR DŁUGOŚCI	POMIAR KONTROLNY	SUWAK
GŁOWA				
PCO-H-01	1			
TUŁÓW				
PCO-T-01	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-02	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-03	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-04	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-09	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, VIII	Y
PCO-T-10	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-11	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, IV, VIII	Y
PCO-T-12	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	E, F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-13	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	F, G, H, I, J	I, II, III, IV, V, VIII	
PCO-T-14	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	F, G, H, I, J, K	I, II, IV, V, VII, VIII	
PCO-T-15	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	F, G, H, I, J, K	I, II, IV, V, VII, VIII	
PCO-T-16	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, VIII	Y
PCO-T-17	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-18	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-19	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-20	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-23	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	Y
PCO-T-24	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, V, VIII	Y
PCO-T-25	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, V, VIII	Y
KOŃCZYNA GÓRNA				
PCO-A-01	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	A, B, C, D, E	III	
PCO-A-02	8, 9, 10, 11, 12, 13	A, B, C, D	III	
PCO-A-03	9, 10, 11, 12, 13	A, B, C	III	
PCO-A-07	6, 7, 8, 9, 10	C, D, E	III	
PCO-A-08	8, 9, 10	C, D	III	
KOŃCZYNA DOLNA				
PCO-L-01	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	I, J, K, L, M	VI, VII, VIII	
PCO-L-02	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	I, J, K, L	VI, VII, VIII	
PCO-L-03	16, 17, 18, 19, 20, 21	I, J, K	VI, VII, VIII	
PCO-L-08	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	K, L, M	VII	
PCO-L-09	19, 20, 21, 22, 23, 24	K, L	VII	
PCO-L-10	19, 20, 21	K	VII	
PCO-L-11	23, 24, 25	L, M	VII	
PCO-L-12	24, 25, 26, 27	M, N, O, P	VII	

NR.	POMIAR OBWODU I SZEROKOŚCI	OBWÓD	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
1	OBWÓD GŁOWY			A
2	OBWÓD SZYI			B
3	SZEROKOŚĆ SZYI			C
4	SZEROKOŚĆ RAMION			D
5	SZEROKOŚĆ BARKU			E
6	OBWÓD RAMIENIA			F
7	OBWÓD POMIĘDZY 6 i 8			G
8	OBWÓD ŁOKCIA PRZY LEKKO ZGIĘTEJ RĘCE			H
9	OBWÓD PRZEDRAMIENIA POMIĘDZY 8 i 10			I
10	OBWÓD NADGARSTKA			J
11	OBWÓD KCIUKA W STAWIE MIĘDZYPALICZKOWYM			K
12	OBWÓD ŚRÓDRĘCZA			L
13	OBWÓD W STAWIE ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWYM			M
14	OBWÓD POD PACHAMI			N
15	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ POMIĘDZY 14 i 16			O
16	OBWÓD TALII			P
17	OBWÓD BIODER			
18	OBWÓD NA WYSOKOŚCI KROCZA			
19	OBWÓD UDA PONIŻEJ PACHWINY			
20	OBWÓD POMIĘDZY 19 i 21			
21	OBWÓD UDA 5 CM POWYŻEJ ŚRODKA RZEPKI			
22	OBWÓD KOLANA			
23	OBWÓD ŁYDKI 5 CM PONIŻEJ RZEPKI			
24	OBWÓD ŁYDKI POMIĘDZY 22 i 25			
25	OBWÓD KOSTKI			
26	OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ			
27	OBWÓD ŚRÓDSTOPIA			

POMIAR KONTROLNY	
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	

SUWAK	
	PRZÓD
	TYŁ

LEGENDA: - POMIAR NIEDOSTĘPNY