


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-14
CODE	AM-OSS-14
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-14



(A) Orteza / Brace.

(B) Pasek na piętę / Heel strap.


1. PL: Rozepnij ortezę.

EN: Unfasten the brace.



2. PL: Umieść stopę na ortezie (A), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy w podanej kolejności (1,2,3).

EN: Place your foot on the brace (1), set the proper compression and fasten the Velcro straps in the indicated order (1,2,3).



3. PL: Przypnij pasek na piętę (B) i zapnij na rzepy (4,5).

EN: Attach the heel strap (B) and fasten it with the Velcro straps (4,5).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.

